



FICHE TECHNIQUE

Sterylane Balneo/Spa

Utilisation : Détergent désinfectant pour le nettoyage et la désinfection des baignoires balnéo et des cuves de spa

Conditionnement : flacons de 1000 ml et bidons de 5000ml

Caractéristiques : aspect : liquide translucide parfumé aux huiles essentielles d'eucalyptus et de citron

Densité à 20 °C : 1.000 +/- 0.005

PH : 7.00 +/- 0.5

Solubilité dans l'eau : Totale

Mode d'emploi :

Conseils d'utilisation :

➤ Pour les baignoires balnéo :

- Nettoyer la cuve de la baignoire balnéo après chaque bain, en utilisant une solution diluée à raison de 1 volume de désinfectant pour 8 volumes d'eau par pulvérisation ou avec une éponge.
- Rincer.
- Procéder régulièrement à la désinfection totale de la baignoire :
Cette opération doit être réalisée à intervalle régulier en fonction de la fréquence d'utilisation de la baignoire balnéo (il est conseillé de respecter un délai maximum d'une semaine pour les professionnels qui ont une utilisation intensive de la baignoire et de 2 mois pour les particuliers).

Pour les baignoires équipées d'un système de désinfection le dosage se fait automatiquement.
Sinon,

- diluer à raison de 1 à 2% (1 à 2 litres pour 100 litres d'eau).
- mettre le système d'hydromassage en route environ 30 secondes à 1 minute,
- laisser agir 5 à 10 minutes.
- Vider et rincer.
- **AGITER AVANT L'EMPLOI.**

➤ Pour les spas :

- Procéder au nettoyage de la cuve du spa lors de chaque vidange en utilisant une solution diluée à raison de 1 volume de désinfectant pour 8 volumes d'eau par pulvérisation ou avec une éponge.
- Respecter un temps de contact minimum de 5 minutes de la solution avec la surface à traiter.
- Rincer.

Précautions d'emploi :

Tenir hors de la portée des enfants. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Bien refermer l'emballage après utilisation. Ne pas mélanger à d'autres substances. Stocker à une température entre 5 et 25° C. Port des gants ménagers. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Formule déposée à l'INRS, accessible à tout centre antipoisons.

Composition :

Le produit contient entre autres composants :
Moins de 5% d'agents de surfaces non ioniques. Parfums (d-limonène - citral).
Désinfectant : chlorure de benzalkonium (CAS 68391-01-5) 5,5% (g/g).

précautions d'emploi :



Xi Irritant



N Dangereux pour l'environnement

Contient du d-LIMONENE. Peut déclencher une réaction allergique. Très toxique pour les organismes aquatiques. Irritant pour les yeux et la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer le produit pulvérisé. Ne pas jeter les résidus à l'égout. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'incident, contacter le centre anti - poison le plus proche. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage.

Information biocide :

Produit biocide : liquide concentré hydro-soluble. Désinfectant de surfaces TP2.
Bactéricide selon norme EN 1276 (20°C, 5min, conditions de saleté).
Levuricide selon norme EN 1650 (20°C, 5min, conditions de saleté).

la responsabilité du fournisseur n'est engagée que pour les utilisations respectants les modes et doses d'emploi mentionnés ci-dessus.

